


# Technisches Datenblatt



## MaiMed<sup>®</sup> MyClean DS Desinfektionstücher



- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung (nur für Duft Neutral)
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid und tuberkulozid und begrenzt viruzid (HBV, HIV, Vaccinia, BVDV(HCV), Influenza/Grippe-Viren) (alle behüllten Viren gem. RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno- und SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Auftrocknen
- Nachfüllpack mit abziehbarem Etikett zum Aufkleben auf die Feuchttuchspenderdose
- 120 Tücher (13,5 cm x 20,0 cm)



**Anwendung:** Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar, (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)

### Ausführungen: MaiMed<sup>®</sup> MyClean DS Desinfektionstücher

Artikelbeschreibung	Duft	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Desinfektionstücher	Neutral	120 Stück	79623	4046153116331	10305887	12
Desinfektionstücher	Lemon	120 Stück	79624	4046153116355	10305893	12
Desinfektionstücher	Pfirsich	120 Stück	79625	4046153116379	10305901	12
Desinfektionstücher	Apfel	120 Stück	79626	4046153116393	10305918	12

### Einwirkzeiten der Tränklösung:

Bakterizid, levurozid (EN 16615; hohe Belastung):	1 Minute
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, TBC (inkl. M.-terrae) (EN 13624, EN 13727, VAH; hohe Belastung):	1 Minute
Adeno-Viren (EN 14476; geringe Belastung):	15 Minuten
Noro-, SV40-Viren (EN 14476, DVV/RKI; geringe Belastung):	5 Minuten
Rota-Viren (EN 14476; geringe Belastung):	30 Sekunden
Vaccinia Elstree/BVDV (DVV/RKI) (10 % FKS):	30 Sekunden

**Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 43 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

**Qualitätssicherung:** MPG, Richtlinie 93/42/EWG / HACCP  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungstufen  
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

**Verwendbarkeit:** 2 Jahre; nach Anbruch innerhalb von 28 Tagen verbrauchen; nur feuchte Tücher verwenden

### Symbole:



Achtung



MaiMed<sup>®</sup> GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany  
TD-MaiMed<sup>®</sup> MyClean DS-Desinfektionstücher-2020