

# Eifix® Silbertauchbad

## Für Silber oder versilberte Oberflächen

Stand: 07.07.2020

### Eigenschaften

Eifix Silbertauchbad reinigt auch stark angelaufene Bestecke, Töpfe, Platten, Tee- oder Getränkekannen und Schmuckstücke aus Silber, oder mit versilberten Oberflächen. Das Silber glänzt nach dem Eintauchen sofort wieder wie neu.

### Anwendung / Dosierung

Eifix Silbertauchbad in eine ausreichend große Plastischüssel umfüllen. Die zu reinigenden Objekte kurz eintauchen, anschließend mit klarem Wasser abspülen und trocknen. Eifix Silbertauchbad kann mehrfach verwendet werden, bis die Wirkung nachlässt.

### Inhaltsstoffangabe

< 5 % nichtionische Tenside.

### Technische Daten

Farbe:	farblos
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert:	1
Dichte:	1,017 g/cm <sup>3</sup>

### Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Ätzwirkung; Gesundheitsgefahr

Hautätz. 1B Karz. 2 Repr. 2 Aqu. chron. 3

Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Das Produkt ist als Gefahrgut eingestuft. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

### Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

### Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.